

cobas u 411

Padronização em urinálise



cobas u 411

Qualidade e padronização em urinálise

cobas u 411 é a solução para administrar sua rotina de urinálise de um modo eficiente e objetivo.

Principais benefícios

- Melhor gerenciamento do setor de urinálise
- Conveniência - leitura automatizada e padronizada das tiras Combur-Test®
- Software intuitivo para o operador que permite a customização da operação e dos laudos
- Alta qualidade comprovada das tiras Combur-Test® sem interferência do ácido ascórbico nas reações de sangue e glicose



1 Impressora integrada, agiliza a impressão dos resultados

- Ordem de impressão dos parâmetros é configurável, permitindo a geração de laudos customizados
- As flags de resultados são também configuráveis, permitindo identificação rápida das amostras patológicas
- Espaço para inclusão de resultados da microscopia manual

2 Rápido processo da análise das tiras

- Carregamento contínuo das tiras enquanto as análises são feitas, reduzindo o tempo de trabalho
- Área de inserção das tiras é ampla, facilitando o acesso ao operador
- Detector automático da presença de tiras por 2 sensores

3 Fácil operação por tela touch screen

- Software de operação simplificado e intuitivo para o usuário
- Botões operacionais de fácil acesso e identificados e áreas de informação que permitem acesso direto as funções do software
- Configurações flexíveis do software de acordo com os requerimentos do laboratório asseguram uma alta performance



4 Saída USB com várias possibilidades de conexão

- Opções para salvar amostras, controle e dados de calibração, de acordo com os requerimentos regulatórios.
- As atualizações de software e linguagem são facilmente instalados por USB

5 Descarte higiênico das tiras utilizadas (sem contato manual)

- O reservatório de descarte é integrado e permite descarte de até 100 tiras
- O software mostra uma mensagem quando o reservatório de descarte está cheio
- O reservatório de descarte pode ser removido, facilitando o descarte das tiras e a limpeza do reservatório

cobas u 411

Especificações técnicas

Sistema	Analisador semi-automático para tiras de urina
Velocidade	Até 600 tiras por hora
Identificação de amostras	Identificação manual, código de barras ou lista de trabalho
Tipos de códigos de barra nas amostras	Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 de 5
Tiras de teste	Combur10 Test®
Parâmetros	pH, leucócitos, nitrito, proteína, glicose, cetonas, sangue, cor, bilirrubina, urobilinogênio, densidade e aspecto
Tecnologia	Fotometria de reflectância Comprimento de ondas 470 nm, 550 nm, 620 nm
Calibração	Control-Test M a cada 30 dias
Interface do usuário	Tela de LCD [90x120mm)
Memória	1000 amostras, 3x100 controles
Interface do sistema	RS 232 leitor de código de barras, terminal de sedimentos e PC/Host
Protocolo Host	ASTM + Urisys 200 ASTM
Requisição elétrica	110-240 V, 50/60 Hz 110-240 V, 50/60 Hz
Dimensões	Largura: 42,5cm Profundidade: 34,0 cm Altura: 26,0 cm
Peso	Aproximadamente 12 kg
Certificados	CE, UL, CB, CUL

Registro ANVISA nº registro: 10287410612

Todos os reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados.
Para obter a relação dos números de registro
ligar 0800 77 20 295.

COBAS e COBAS U são marcas da Roche.

©2018 Roche - Novembro/2018 - MC-BR-00136

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.

Av. Engenheiro Billings, 1729 - prédio 38

São Paulo, SP, 05321-010 - Brasil

0800 77 20 295