

BD MAX™

Eficiência, Performance e Versatilidade para o seu laboratório

BD MAX™ é um equipamento de biologia molecular que realiza extração e purificação de ácidos nucleicos (DNA/RNA) e amplificação e detecção automatizada da sequência do ácido nucleico alvo (PCR em tempo real). Com um processo eficiente, oferece preparo rápido de amostras e capacidade de processamento de 120 amostras/8 horas.



Características e Benefícios

- ▶ Diagnóstico rápido e preciso que suportam programas de Resistência Antimicrobiana, evitam a transmissão e melhoram o gerenciamento de pacientes;
- ▶ Eficiência do fluxo de trabalho para melhor gerenciamento do paciente;
- ▶ Versatilidade de teste para uma ampla gama de pacientes;
- ▶ Equipamento em módulo único para realização de testes moleculares;
- ▶ Processamento de até 120 amostras/8 horas;
- ▶ Automação completa da extração até a detecção da sequência alvo.
- ▶ Conceito de Single test permite realizar rotina especializada sem perda de reagentes.